

advantage

Neue Aktion 1. September – 31. Dezember 2017



Zeit für etwas Neues

Cooler Aktionsangebote für Zentrifugen und Freezer. Jetzt zugreifen und Vorteile sichern!

NEU! Centrifuge 5810 R Cell Culture /Plate Package



Cell Culture / Plate Centrifuge Package für erhöhte Flexibilität durch gemischtes Beladen mit Platten und konischen Gefäßen.

Centrifuge 5810 R

Die Eppendorf Centrifuge 5810 R ist zurzeit die kompakteste gekühlte 3-Liter-Zentrifuge auf dem Markt. Mit ihrer bekannten Qualität und Zuverlässigkeit ist die 5810 R eine kostengünstige Lösung für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz. Sie vereint außergewöhnliche Flexibilität und Kapazität sowohl für Gefäße als auch Platten mit einer besonders kleinen Stellfläche.

NEU! Das Cell Culture/Plate Centrifuge Package enthält:

- > Centrifuge 5810 R (gekühlt)
- > Rotor S-4-104 inkl. Rundbecher
- > Je 2 Sets à 2 Adapter für 15 mL konische Gefäße (max. 3.197 x g) und 50 mL konische Gefäße (max. 3.180 x g)
- > 2 Plattenbecher (max. 2.568 x g)
- > Je 500 Eppendorf Conical Tubes 15 mL und 50 mL

Im Aktionszeitraum erhalten Sie das neue Cell Culture/ Plate Centrifuge Package um 15 % günstiger.

NEU! Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package



Gekühlte Centrifuge 5430 R: jetzt erhältlich in einem neuen Paket für vielfältige Gefäßvolumina! Mit Drehknöpfen oder Folientastatur.

Centrifuge 5430 R

Die einzigartige gekühlte Centrifuge 5430 R vereint die Vorteile von Mikrozentrifugen (kleine Stellfläche) und Tischzentrifugen (Vielseitigkeit) in einem Gerät. Trotz ihrer kompakten Größe kann sie Rotoren für eine Vielzahl von Gefäßen, Mikrottestplatten, Spin columns sowie 15 mL und 50 mL konische Gefäße aufnehmen.

Das neue Tube Volume Variety Package enthält:

- > Centrifuge 5430 R (gekühlt)
- > Rotor FA-45-30-11, aerosoldicht, mit Eppendorf QuickLock[®] Rotordeckel; für 30 x 1,5 / 2,0 mL Gefäße (max. 20.817 x g)
- > Rotor F-35-6-30, mit Rotordeckel, inkl. Adaptern für 6 x 15 mL konische Gefäße (max. 7.540 x g) und 6 x 50 mL konische Gefäße (max. 7.581 x g)
- > Je 500 Eppendorf Conical Tubes 15 mL und 50 mL

Vom 1. September bis 31. Dezember 2017 sparen Sie 15 % beim neuen Tube Volume Variety Package.

Cooler Angebote zu Ultratiefkühlgeräten

Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit – das sind die wichtigsten Punkte bei der Auswahl eines neuen Ultratiefkühlgeräts. Genau das können Sie von einem Eppendorf Ultratiefkühlgerät erwarten.

Im Aktionszeitraum können Sie sich auf coole Angebote mit 25 % Rabatt zu folgenden Eppendorf Freezern freuen: Premium U410, HEF[®] U410, Innova[®] U725 und Innova[®] U725-G!

Gerne beraten wir Sie persönlich zu technischen Details und Bestellinformationen!

Sprechen Sie uns an unter Tel. +43 7472 234 23-0 oder per E-Mail an office@al-labor.at



Ihr neues Eppendorf Ultratiefkühlgerät bringt hohe Leistungsfähigkeit, Probensicherheit und Komfort in Ihr Labor. Ein gutes Gefühl!

Eppendorf Ultratiefkühlgeräte mit 410L Kapazität

Premium U410

- > 410 L Kapazität
- > Fasst bis zu 24.000 Proben
- > Platzbedarf nur 80 x 85,2 cm

HEF[®]U410 High-Efficiency ULT Freezer

- > Features des Premium U410 + zusätzlich:
- > Geringe Betriebskosten: verbraucht nur 8,4 kWh / Tag dank kohlenwasserstoff-basierter Kühlmittel
- > Sichere Probenlagerung: Schaumstoffisolierung mit Vakuumdämmplatten verstärkt

Eppendorf Ultratiefkühlgeräte mit 725L Kapazität

Innova[®] U725

- > 725 L Kapazität
- > Fasst bis zu 50.400 Proben
- > Platzbedarf: 102,5 x 86,7 cm

Innova[®] U725-G

- > Features des Innova U725 + zusätzlich:
- > Geringe Betriebskosten: verbraucht nur 12,2 kWh / Tag dank kohlenwasserstoff-basierter Kühlmittel
- > Auch mit Wasserkühlung erhältlich

Bestellinformationen

| Bestellnummer | Beschreibung | Listenpreis | Advantagepreis |
|---------------|--|-------------|----------------|
| 5811 000.908 | Centrifuge 5810 R Cell Culture/Plate Package Centrifuge 5810 R, gekühlt, mit Rotor S-4-104 inkl. Adaptern für konische Reaktionsgefäße 15/50 mL und zwei Plattenbechern | € 10.887,00 | € 9.254,00 |
| 5428 000.309 | Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package Centrifuge 5430 R, gekühlt, Drehknöpfe, mit Rotor FA-45-30-11 und Rotor F-35-6-30 inkl. Rotordeckel und Adaptern für konische Reaktionsgefäße 15/50 mL | € 7.609,00 | € 6.468,00 |
| 5428 000.953 | Centrifuge 5430 R Tube Volume Variety Package Centrifuge 5430 R, gekühlt, Folientastatur, mit Rotor FA-45-30-11 und Rotor F-35-6-30 inkl. Rotordeckel und Adaptern für konische Reaktionsgefäße 15/50 mL | € 7.609,00 | € 6.468,00 |

Alle Preise sind in Euro exkl. USt, gültig bis zum 31.12.2017 und nur solange der Vorrat reicht. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen von Eppendorf kombiniert werden. Keine Barablässe möglich.

Für technische Details und Bestellinformationen zu den Eppendorf Freezern sprechen Sie uns bitte persönlich an!

Erweitern Sie Ihr Wissen!

Unsere neue Online-Plattform Eppendorf Handling Solutions bietet umfangreiches Expertenwissen und hilft Ihnen dabei, die Herausforderungen Ihres Laboralltags zu meistern. Ganz neu ist der Bereich Sample Handling. Hier lernen Sie alles über Zentrifugation sowie Anwender- und Probensicherheit.

Jetzt entdecken unter: www.eppendorf.com/centrifugationexperts

AL-Labortechnik e.U.
Friedlmühle 430a
3300 Amstetten
office@al-labor.at | www.al-labor.at
Tel: +43 7472 234 23-0•
Fax: +43 7472 234 234-4

www.al-labor.at.com/aktionen

*Die Centrifugen 5810 R und 5430 R sind In-vitro-Diagnostiken im Sinne der Richtlinie 98/79/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998.

Eppendorf®, the Eppendorf Brand Design and Eppendorf QuickLock® are registered trademarks of Eppendorf AG, Germany. Eppendorf Advantage™ is a trademark of Eppendorf AG, Germany. HEF® and Innova® are registered trademarks of Eppendorf, Inc., USA. All rights reserved, including graphics and images. Copyright ©2017 by Eppendorf AG, Germany.