

Pastette®

AL-Labortechnik e.U.
Friedlmühle 7
3311 Zeillern-Amstetten
www.al-labor.at

ORDERING:
+43 7472/ 234 230
office@al-labor.at
shop.al-labor.at



Pastetten® aus LDPE

Hochwertige Pasteurpipetten von 0,9 bis 8,0 ml erhältlich.

- hergestellt aus lebensmittelechtem LDPE (ungiftig)
- aus einem Stück gefertigt
- für einfache Bedienung und zuverlässige Leistung
- Low-Affinity-Oberfläche
- erhältlich in steriler und unsteriler Ausführung
- hergestellt nach ISO 13485 mit validierten Prozessen und Qualitätskontrolle FDA, QSR (cGMP) und ISO9001



Graduierte Pastetten®

Für den Transfer von
1, 2, 3 oder 5 ml in Fraktionen
von 0.25 ml bis 1.0 ml.

Ideal zum Verteilen
aliquoter Flüssigkeitsmengen



Standard Pastetten®

Für eine Vielzahl von
Anwendungen
geeignet:

- Zellkulturen
- Blutuntersuchungen
- usw.



„Feine Spitze“ Pastetten®

Für einen gleichmäßigen
Volumentransfer.
Ideal zum Abpipettieren
von Überständen,
Objektträgerpräparationen
und Beladung von Gelen.



Graduated Pastette® Video

Graduierte Pastetten®

Art.Nr.	Inhalt (ml)	Länge (mm)	Tropfengröße (µl)	steril	Graduierung	VE	Preis
LW4005	3,4 ml	155 mm	40 µl	ja - einzeln verpackt	0,25 ml	500 St./Pack	58,80 €
LW4006	3,4 ml	155 mm	40 µl	ja - zu 10 verpackt	0,25 ml	500 St./Pack	27,20 €
LW4010	3,4 ml	155 mm	40 µl	ja - zu 20 verpackt	0,25 ml	500 St./Pack	26,20 €
LW4040	3,4 ml	155 mm	40 µl	nein	0,25 ml	500 St./Pack	12,80 €
LW4111	3,2 ml	155 mm	50 µl	nein	0,50 ml	500 St./Pack	12,60 €
LW4112	3,2 ml	155 mm	50 µl	ja - einzeln verpackt	0,50 ml	500 St./Pack	54,80 €
LW4113	3,2 ml	155 mm	50 µl	ja - zu 10 verpackt	0,50 ml	500 St./Pack	31,80 €
LW4114	3,2 ml	155 mm	50 µl	ja - zu 20 verpackt	0,50 ml	500 St./Pack	28,00 €
LW4212	2,2 ml	140 mm	40 µl	nein	0,25 ml	500 St./Pack	21,40 €
LW4215	2,2 ml	140 mm	40 µl	ja - zu 20 verpackt	0,25 ml	500 St./Pack	34,00 €
LW4274	1,8 ml	152 mm	41 µl	nein	0,50 ml	500 St./Pack	22,60 €
LW4277	1,8 ml	152 mm	41 µl	ja - zu 20 verpackt	0,50 ml	500 St./Pack	38,40 €
LW4282	0,8 ml	116 mm	47µl	nein	0,10 ml	500 St./Pack	21,60 €
LW4283	0,8 ml	116 mm	47µl	ja - zu 20 verpackt	0,10 ml	500 St./Pack	37,60 €
LW4728	6,2 ml	217 mm	54 µl	nein	1,00 ml	250 St./Pack	16,00 €
LW4729	6,2 ml	217 mm	54 µl	ja - zu 20 verpackt	1,00 ml	250 St./Pack	32,00 €

Standard Pastetten®

Art.Nr.	Inhalt (ml)	Länge (mm)	Tropfengröße (µl)	steril	VE	Preis
LW4255	8,0 ml	155 mm	52 µl	ja - zu 20 verpackt	200 St./Pack	34,00 €
LW4263	7,3 ml	300 mm	50 µl	nein	100 St./Pack	20,20 €
LW4264	7,3 ml	300 mm	50 µl	ja - einzeln verpackt	100 St./Pack	53,60 €
LW4266	7,3 ml	300 mm	50 µl	ja - zu 20 verpackt	100 St./Pack	45,60 €
LW4141	6,0 ml	456 mm	40 µl	nein	400 St./Pack	21,60 €
LW4691	4,8 ml	137 mm	62 µl	nein	250 St./Pack	16,40 €
LW4692	4,8 ml	137 mm	62 µl	ja - einzeln verpackt	250 St./Pack	51,00 €
LW4204	4,6 ml	152 mm	50 µl	nein	400 St./Pack	21,60 €
LW4206	4,6 ml	152 mm	50 µl	ja - zu 20 verpackt	400 St./Pack	37,40 €
LW4020	3,3 ml	155 mm	40 µl	nein	500 St./Pack	15,60 €
LW4021	3,3 ml	155 mm	40 µl	ja - einzeln verpackt	500 St./Pack	65,00 €
LW4023	3,3 ml	155 mm	40 µl	ja - zu 20 verpackt	500 St./Pack	35,40 €
LW4000	3,2 ml	156 mm	50 µl	nein	500 St./Pack	14,20 €
LW4003	3,2 ml	156 mm	50 µl	ja - einzeln verpackt	500 St./Pack	60,60 €
LW4002	3,2 ml	156 mm	50 µl	ja - zu 20 verpackt	500 St./Pack	37,20 €
LW4694	3,0 ml	155 mm	34 µl	nein	500 St./Pack	26,80 €
LW4242	3,0 ml	88 mm	40 µl	nein	500 St./Pack	22,20 €
LW4695	3,0 ml	155 mm	34 µl	ja - zu 10 verpackt	500 St./Pack	44,00 €
LW4050	2,3 ml	225 mm	40 µl	nein	400 St./Pack	22,00 €
LW4051	2,3 ml	225 mm	40 µl	ja - einzeln verpackt	400 St./Pack	59,40 €
LW4053	2,3 ml	225 mm	40 µl	ja - zu 20 verpackt	400 St./Pack	39,80 €
LW4236	1,9 ml	154 mm	43 µl	nein	500 St./Pack	59,40 €
LW8241	1,0 ml	58 mm	40 µl	nein	500 St./Pack	22,20 €
LW4273	0,9 ml	87 mm	40 µl	nein	500 St./Pack	19,20 €
LW4241	0,9 ml	64 mm	40 µl	nein	500 St./Pack	17,80 €

„Feine Spitze“ Pastetten®

Art.Nr.	Inhalt (ml)	Länge (mm)	Tropfengröße (µl)	steril	VE	Preis
LW4635	3,5 ml	157 mm	20 µl	nein	500 St./Pack	41,40 €
LW4233	3,3 ml	153 mm	20 µl	nein	250 St./Pack	32,60 €
LW4234	4,8 ml	147 mm	22 µl	nein	400 St./Pack	39,80 €
LW4060	3,3 ml	147 mm	18 µl	nein	500 St./Pack	38,00 €
LW4231	1,0 ml	104 mm	20 µl	nein	400 St./Pack	32,40 €
LW4244	1,0 ml	63 mm	22 µl	nein	500 St./Pack	36,20 €
LW4243	1,0 ml	51 mm	22 µl	nein	500 St./Pack	33,60 €
LW4697	0,5 ml	36 mm	25 µl	nein	500 St./Pack	31,40 €

sterile Varianten ebenfalls erhältlich