

easyChoice

Nr. 26.3
Austria

Alle Aktionen finden Sie hier:
neolab.de/at



AL-Labortechnik & Diagnostik GmbH

in Kooperation mit

FOR MY LAB
neoLab



WIGGENS
THE MAGIC MOTION

Rotationsverdampfer Strike 185

Für Destillation, Konzentration, Reinigung, Pulvertrocknung und Lösungsmitteltrennung. Alle Funktionen per Touchscreen steuer- und überwachbar; Einstellung per Touch, Drehknopf oder beidem. Automatische Destillationsprogramme mit Temperatur-, Vakuumregler und Timer verkürzen die Prozesszeit.

➤ Max. Heiztemperatur: bis 180 °C, max. Drehzahl: bis 300 U/min

Art. Nr.	Rotationsverdampfer	Preis	Angebot
WI-1661	Strike 185 M1 , Diagonalkühler, Kolbengröße: 1 L	2.458,00 €	1.843,50 €
WI-1634	Strike 185 M3 , Vertikaler Kondensator (steigend), Kolbengröße: 1 L	2.458,00 €	1.843,50 €
WI-1663	Strike 185 M4 , Diagonalkühler (kunststoffbeschichtet), Kolbengröße: 1 L	2.789,00 €	2.091,80 €
WI-1665	Strike 185 M6 , Vertikalkühler (steigend), kunststoffbeschichtet, Kolbengröße: 1 L	2.789,00 €	2.091,80 €
WI-1666	Strike 185 M7 , Vertikalkühler für Trockeneis, Kolbengröße: 1 L	3.495,00 €	2.621,30 €

Exklusiv in Österreich

Bio-1000F - Fluoreszenz-Gelscanner

- Für DNA- & Proteingele bis ca. 13 × 18 cm
- Hohe Sensitivität – bis zu 0,04 ng DNA/Bande
- 600 dpi Auflösung
- Blue-LED 460–490 nm
- Direkte Gelextraktion ohne Gerätewechsel

Kompaktes, platzsparendes Design



ab
4.990,- €

UVIdoc-HD6

- Integrierter PC & Touchscreen
- 6 MP / 16 Bit / 65.535 Graustufen
- Automatische One-Click®-Bildaufnahme
- 3D-Visualisierung & Live-Aufnahme
- Für Routine, Forschung und quantitative Analysen

Kompakt. Leistungsstark. Benutzerfreundlich.



BIO-5000 Plus VIS Gelscanner Präzises Scannen von Gelen & Blots

- Bis zu 4.800 dpi Auflösung
- Dynamischer Bereich bis 3,77 OD
- Autofokus für optimale Bildqualität
- Reflexionsmodus für Blotmembranen
- Einfache, intuitive Scansoftware
- Scanfläche 216 × 254 mm

Präzise. Schnell. Vielseitig



Gültigkeit: 1. September – 31. Dezember 2026. Alle Preise zzgl. MwSt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Lagerware verfügbar solange der Vorrat reicht.



neoFroxx

neoLabLine

GILSON

Sunlab



qpore Filtration

qpore® Glasfaservorfilter

Hohe Partikelkapazität für Vorfiltration. Sterile, binderfreie Borosilikat-Glasfaserrundfilter mit sehr hoher Schmutzaufnahmekapazität. Optimiert für Filtrationseinheiten und Bottle-Top-Filter, ideal zur Vorfiltration partikelreicher oder viskoser Proben. Hohe Durchflussraten, geringe Druckbelastung, gamma-sterilisiert und einzeln verpackt.

NEU
im qpore
Sortiment



- 6-0196 passend für 250 ml Bottle-Top-Filter oder Filtrationseinheiten
- 6-0197 passend für 500/1000-ml-Bottletopfilter oder Filtrationseinheiten

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
6-0196	1,0 µm, Ø 50 mm, steril, für 250-ml-Bottletopfilter	39,90 €	30,70 €
6-0197	1,0 µm, Ø 90 mm, steril, für 500/1000-ml-Bottletopfilter	49,90 €	38,40 €

qpore® Steri50 Inline-Filter, PES

Hydrophiler PES-Sterilfilter mit Glasfaservorfilter. Er ist ein kompakter Inline-Sterilfilter mit hydrophiler PES-Membran und integriertem Glasfaservorfilter für hohe Partikelkapazität und stabile Durchflussraten.



Die beidseitigen Schlaucholiven ermöglichen eine sichere, direkte Schlauchverbindung. Die integrierte Füllglocke erleichtert das Abfüllen. Der Filter ist gamma-sterilisiert und für den einmaligen Einsatz in wässrigen Medien, Puffern und Zellkulturprozessen ausgelegt. Robuster Inline-Sterilfilter für zuverlässige Filtration in analytischen, biotechnologischen und zellkulturellen Anwendungen.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
6-0187	Steri50, 0,1 µm, Glasfaservorfilter, Schlaucholive beidseitig, mit Füllglocke	29,90 €	23,00 €
6-0188	Steri50, 0,22 µm, Glasfaservorfilter, Schlaucholive beidseitig, mit Füllglocke	29,90 €	23,00 €
6-0189	Steri50, 0,45 µm, Glasfaservorfilter, Schlaucholive beidseitig, mit Füllglocke	29,90 €	23,00 €

Intelligente Lösungen für die Laborfiltration

Mit qpore® entscheiden Sie sich für eine Marke, die Laborfiltration neu denkt. In enger Zusammenarbeit mit Anwenderinnen und Anwendern entwickelt, vereint qpore® hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und überzeugende Performance – und das zu einem Preis, der überzeugt.

Ob Forschung, Qualitätskontrolle oder Routinearbeit – qpore® liefert Filtrationslösungen, die Effizienz und Wirtschaftlichkeit perfekt verbinden.

Vergleichen lohnt sich: qpore® steht für Spitzenqualität, die sich jeder leisten kann.

qpore Bottle-Top-Filter aus Polyethersulfon (PES)

Mit einem GL 45 Schraubverschluss und Schlauchanschluss sind diese Bottle-Top-Filter für Unterdruckfiltrationsanwendungen direkt in die sterile Flasche geeignet.

Weitere
Größen zu
attraktiven
Preisen online
verfügbar!



- Schnellanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-12 mm
- Graduiertes Filteroberteil, steril, Pyrogenfrei, frei von Detergenzien
- Die Bottle-Top-Filter sind einzeln steril zu 24 Stück verpackt

24 Stück/ Verpackung

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
		235,00 €	181,00 €
		235,00 €	181,00 €
		235,00 €	181,00 €

qpore Filtrationseinheiten aus Polyethersulfon (PES)

Mit Polyethersulfon-Membran (PES). Am Ende der Filtration kann die sterile Lösung in der Filtratflasche bis zu ihrem Einsatz aufbewahrt werden. Beinhaltet Filtertrichter mit PES-Membran, Vakuumanschluss, Deckel, Filtratflasche, Kappe.

Weitere
Größen zu
attraktiven
Preisen online
verfügbar!



- Schnellanschluss für Schläuche mit Innen-Ø 8-12 mm
- Graduiertes Filteroberteil, steril, Pyrogenfrei, frei von Detergenzien
- Die Filtrationseinheiten sind einzeln steril zu 12 Stück verpackt

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
6-0190	1000/1000 ml, 0,1 µm, Ø 90 mm	225,00 €	173,30 €
6-0191	1000/1000 ml, 0,22 µm, Ø 90 mm	225,00 €	173,30 €
6-0192	1000/1000 ml, 0,45 µm, Ø 90 mm	225,00 €	173,30 €

neoChoice Edelstahl Pinzette, spitz

Gerade Laborpinzette aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 mit spitz zulaufenden Branchen, versch. Längen. Für das präzise Greifen und Positionieren kleiner Proben im Labor, ideal für filigrane Objekte und feine Präparationsarbeiten.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-0063	Pinzette, Edelstahl 1.4301, spitz, Länge 10cm	-4,80 €	3,70 €
2-0064	Pinzette, Edelstahl 1.4301, spitz, Länge 12,5cm	-4,68 €	3,60 €
2-0065	Pinzette, Edelstahl 1.4301, spitz, Länge 14cm	-4,80 €	3,70 €
2-0066	Pinzette, Edelstahl 1.4301, spitz, Länge 16cm	-5,22 €	4,00 €
2-0067	Pinzette, Edelstahl 1.4301, spitz, Länge 18cm	-6,00 €	4,60 €
2-0068	Pinzette, Edelstahl 1.4301, spitz, Länge 20cm	-6,60 €	5,10 €

neoChoice Edelstahl Pinzette, stumpf

Gerade neoChoice Laborpinzette aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 mit stumpfen, abgerundeten Branchen, versch. Längen. Für das präzise Greifen und Positionieren kleiner Proben im Labor, greift empfindliche Proben schonend, ohne sie zu beschädigen.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-0069	Pinzette, Edelstahl 1.4301, stumpf, Länge 12,5cm	-4,68 €	3,60 €
2-0070	Pinzette, Edelstahl 1.4301, stumpf, Länge 14cm	-4,80 €	3,70 €
2-0071	Pinzette, Edelstahl 1.4301, stumpf, Länge 16cm	-5,22 €	4,00 €
2-0072	Pinzette, Edelstahl 1.4301, stumpf, Länge 18cm	-6,00 €	4,60 €
2-0073	Pinzette, Edelstahl 1.4301, stumpf, Länge 20cm	-6,60 €	5,10 €

neoChoice Edelstahl Pinzette, gebogen/spitz

Gebogene neoChoice Laborpinzette aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 mit spitz zulaufenden Branchen, versch. Längen. Für das präzise Greifen und Positionieren kleiner Proben im Labor, ideal für filigrane Objekte und feine Präparationsarbeiten.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-0074	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/spitz, Länge 10cm	-4,80 €	3,70 €
2-0075	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/spitz, Länge 12,5cm	-4,68 €	3,60 €
2-0025	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/spitz, Länge 14cm	-4,80 €	3,70 €
2-0027	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/spitz, Länge 16cm	-5,22 €	4,00 €
2-0028	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/spitz, Länge 18cm	-6,00 €	4,60 €
2-0029	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/spitz, Länge 20cm	-6,60 €	5,10 €

neoChoice Edelstahl Pinzette, gebogen/stumpf

Gebogene neoChoice Laborpinzette aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 mit stumpfen, abgerundeten Branchen, verschiedene Längen.

Für das präzise Greifen und Positionieren kleiner Proben im Labor, greift empfindliche Proben schonend, ohne sie zu beschädigen.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-0030	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/stumpf, Länge 12,5cm	-4,68 €	3,60 €
2-0031	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/stumpf, Länge 14cm	-4,80 €	3,70 €
2-0034	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/stumpf, Länge 16cm	-5,22 €	4,00 €
2-0035	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/stumpf, Länge 18cm	-6,00 €	4,60 €
2-0036	Pinzette, Edelstahl 1.4301, gebogen/stumpf, Länge 20cm	-6,60 €	5,10 €

neoChoice Pinzetten-Set, Edelstahl

Das neoChoice Pinzetten-Set aus rostfreiem Edelstahl 1.4301 vereint sechs Laborpinzetten mit unterschiedlichen Spitzenformen in einem praktischen Aufbewahrungsetui.

Enthalten sind fünf Pinzetten mit spitzen Branchen für filigrane Objekte und feine Präparationsarbeiten sowie eine Pinzette mit stumpfen Branchen zum schonenden Greifen empfindlicher Proben.

So steht für jede Greifaufgabe im Labor die passende Pinzette griffbereit zur Verfügung.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-0037	neoChoice Pinzetten-Set, Edelstahl 1.4301, 5x Spitz, 1x Stumpf im Etui	-23,76 €	18,30 €

Gilson Liquid Handling

Gilson Pipetman®

Die PIPETMAN®, aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und bewährten Haltbarkeit als Pipettierstandard anerkannt, ist eine voll einstellbare Luftverdrängungspipette, die Einwegspitzen verwendet.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
CF-0169	Pipetman P2 (0,2µl-2µl) mit Metall-Abwerfer	302,00 €	189,00 €
CF-0175	Pipetman P10 (0,5µl-10µl) mit Metall-Abwerfer	302,00 €	189,00 €
CF-0181	Pipetman P20 (2µl-20µl) mit Metall-Abwerfer	302,00 €	189,00 €
CF-0187	Pipetman P100 (10µl-100µl) mit Metall-Abwerfer	302,00 €	189,00 €
CF-0193	Pipetman P200 (20µl-200µl) mit Metall-Abwerfer	302,00 €	189,00 €
CF-0199	Pipetman P1000 (100µl-1000µl) mit Metall-Abwerfer	302,00 €	189,00 €
CF-0205	Pipetman P5000 (500-5000 µL)	302,00 €	189,00 €
CF-0208	Pipetman P10ml (1ml-10ml)	302,00 €	189,00 €



Pipettenservice und Kalibrierung

- ✓ Kalibrierung für Ein- und Mehrkanalpipetten sowie Dispenser
- ✓ für exakte und reproduzierbare Analysen
- ✓ 100 % Kostenkontrolle



Weitere reduzierte **Gilson Pipetman®** sowie **Verbrauchsmaterial** finden Sie hier:
neolab.de/at/aktionen/easychoice

Gilson Pipetman® L

Die PIPETMAN® L wurde mit verbesserter Leistung und mehr Bedienungskomfort ausgestattet und kommt in einem umfangreichen Angebot an Modellen, die den verschiedenen Bedürfnissen im Labor angepasst sind.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
CF-0604	PIPETMAN P2L (0,2µl-2µl) mit Metall-Abwerfer	331,00 €	219,00 €
CF-0610	PIPETMAN P10L (0,5µl-10µl) mit Metall-Abwerfer	331,00 €	219,00 €
CF-0616	PIPETMAN P20L (2µl-20µl) mit Metall-Abwerfer	331,00 €	219,00 €
CF-0622	PIPETMAN P100L (10µl-100µl) mit Metall-Abwerfer	331,00 €	219,00 €
CF-0628	PIPETMAN P200L (20µl-200µl) mit Metall-Abwerfer	331,00 €	219,00 €
CF-0634	PIPETMAN P1000L (100µl-1000µl) mit Metall-Abwerfer	331,00 €	219,00 €
CF-0640	Gilson PIPETMAN P5000L (500-5000 µL)	331,00 €	219,00 €
CF-0643	Gilson PIPETMAN P10MLL (1ml-10ml)	331,00 €	219,00 €



Power im Labor! Großgeräte-Aktion zum Jahresende:

Werfen Sie einen Blick auf die Aktionen mit namhaften Herstellern. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihr Labor mit erstklassigen Geräten auszustatten und Ihre Arbeitsprozesse zu optimieren. Sichern Sie sich jetzt die besten Angebote für Ihr Labor!

KERN

memmert
Experts in Thermostatics

WESSAMAT
perfect ice!

0%
Preise
sind online
enthüllt

ThermoFisher
SCIENTIFIC

LIEBHERR

WIGGENS
THE MAGIC MOTION

BRAND® Kryoröhrchen, PP

Zur Lagerung von biologischem Material in der Gasphase des flüssigen Stickstoffs geeignet.

WARNUNG: nur für Forschungszwecke!

➤ VE: 1.000 St./Pack



Art. Nr.	Außengewinde	Preis	Angebot
BN-0041	1,2 ml, 12,5x41 mm, Schraubdeckel und Standing, y-sterilisiert	345,20 €	276,16 €
BN-0042	2 ml, 12,5x47 mm, Schraubdeckel und Rundboden, y-sterilisiert	345,20 €	276,16 €
BN-0043	2 ml, 12,5 x 49 mm, Schraubdeckel und Standing, steril	345,20 €	276,16 €
BN-0044	3 ml, 12,5x70 mm, Schraubdeckel und Standing, y-sterilisiert	369,35 €	295,48 €
BN-0045	4 ml, 12,5x76 mm, Schraubdeckel und Standing, y-sterilisiert	400,10 €	320,08 €
BN-0046	5 ml, 12,5x90 mm, Schraubdeckel und Standing, y-sterilisiert	422,45 €	337,96 €
Innengewinde			
BN-0047	1,2 ml, 12,5 x 41 mm, Schraubdeckel und Standing, steril	345,20 €	276,16 €
BN-0048	2 ml, 12,5 x 49 mm, Schraubdeckel und Standing, steril	345,20 €	276,16 €
BN-0049	2 ml, 12,5x48 mm, Schraubdeckel und Rundboden, y-sterilisiert	345,20 €	276,16 €
BN-0050	4 ml, 12,5x70 mm, Schraubdeckel und Rundboden, y-sterilisiert	459,60 €	367,68 €
BN-0051	4 ml, 12,5x71 mm, Schraubdeckel und Standing, y-sterilisiert	523,65 €	418,92 €
BN-0052	5 ml, 12,5x90 mm, Schraubdeckel und Rundboden, y-sterilisiert	524,90 €	419,92 €

BRAND® UV-Küvetten

CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY:
Reine Rohmaterialien, Fertigung unter kontrollierten Raumbedingungen, Ständige Inprozesskontrollen, Optische Prüfungen, Chargenmanagement, Endprüfung vor Auslieferung, Geprüfte Funktionalität.



Art. Nr.	halbmikro	Preis	Angebot
BN-2098	1,5-3,0 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 100 St.	40,25 €	30,19 €
makro			
BN-2099	2,5-4,5 ml, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 100 St.	36,55 €	27,41 €
mikro			
BN-2100	8,5 mm, 70-850 µl, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 100 St.	30,15 €	21,11 €
BN-2101	8,5 mm, Füllvolumen 70 µl bis 850 µl, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 500 St.	137,50 €	96,25 €
BN-2102	8,5 mm, 70-850 µl, einzeln verpackt, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 100 St.	62,65 €	43,86 €
BN-2103	15 mm, 70-550 µl, 100 St.	30,15 €	21,11 €
BN-2104	15 mm, Füllvolumen 70 µl bis 550 µl, 500 St.	137,50 €	96,25 €
BN-2105	15 mm, 70-550 µl, einzeln verpackt, CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY, 100 St.	62,65 €	43,86 €

BRAND® 12-well Insert 2in1



- Hängend oder stehend einsetzbar
- Einsetzbar mit allen gängigen 6-, 12- oder 24-well Multiwellplatten
- Geeignet für 2D und 3D Zellkulturen
- Oberfläche: cellGrade™ plus- Sterility Assurance Level (SAL) von 10-6
- PC- oder PET-Membran
- Porengrößen: 0,4 µm und 8,0 µm
- Einzeln verpackt (48 St./Pack) oder im praktischen Multipack (36 St./Pack)

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
BN-2750	12-well Insert 2in1, PC-Membran 0,4 µm	384,25 €	230,55 €
BN-2751	12-well Insert 2in1, PC-Membran 0,4 µm, Multipack	259,85 €	155,91 €
BN-2752	12-well Insert 2in1, PC-Membran 8,0 µm	384,25 €	230,55 €
BN-2753	12-well Insert 2in1, PC-Membran 8,0 µm, Multipack	259,85 €	155,91 €
BN-2754	12-well Insert 2in1, PET-Membran 0,4 µm	384,25 €	230,55 €
BN-2755	12-well Insert 2in1, PET-Membran 0,4 µm, Multipack	259,85 €	155,91 €

BRAND® Deckel für UV-Küvette mikro

Runde Deckel aus PE, für einen sicheren Verschluss der UV-Küvette, Lagerung der Probe bei bis zu -20°C möglich.



➤ VE: 100 St./Pack

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
BN-2106	Deckel für UV-Küvette mikro, blau	14,40 €	10,08 €
BN-2107	Deckel für UV-Küvette mikro, gelb	14,40 €	10,08 €
BN-2108	Deckel für UV-Küvette mikro, grün	14,40 €	10,08 €
BN-2109	Deckel für UV-Küvette mikro, orange	14,40 €	10,08 €



Weitere reduzierte Artikel zur BRAND Probenlagerung finden Sie hier:

neolab.de/at/aktionen/easychoice

Als Liquid Handling Company steht BRAND für Premium-Qualität „Made in Germany“, vom Consumable bis zum Pipettierroboter. Ein Qualitätsanspruch, gleichbleibend über das gesamte Sortiment.



Super Sale - Aus dem Lager direkt zu Ihnen!

Profitieren Sie von stark reduzierten Artikeln aus unserem Lagerbestand — sofort verfügbar und nur solange der Vorrat reicht. Was heute auf Lager ist, kann morgen bereits vergriffen sein. Jetzt entdecken und **hohe Rabatte** sichern!

- Verbrauchsmaterial
- Laboreinrichtung
- Bekleidung & Schutzausrüstung
- Laborgeräte

**HOHE
RABATTE**

neoChoice Cool-Pack

Mit Spezial-Gel gefüllte Kühlelemente aus starker, metallbeschichteter PE-Folie. Dauerhaft auslaufsicher und widerstandsfähig gegen Leckagen. Beutel im Tiefgefrierschrank bei -23°C einige Stunden vorgefrieren, bis das Gel fest ist.

- Mehrfach verwendbar, nicht toxisch.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
1-1400	Typ 418, 336 g, 17 x 10 x 2,5 cm	-10,80 €	3,20 €
1-1401	Typ 420, 672 g, 19 x 16,5 x 2,5 cm	-4,12 €	2,50 €
1-1402	Typ 427, 1344 g, 36 x 19 x 3 cm	-27,60 €	7,93 €
1-1403	Typ 597, 448 g, 17 x 17 x 2 cm	-14,20 €	3,90 €

Laborflaschen versch. Ausführungen

Laborflaschen in unterschiedlichen Ausführungen



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
DT-0075	neoChoice Flasche Klarglas, Weithals, Gewinde DIN 32, 30 ml	1,13 €	0,44 €
CD-0233	Nalgene HDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss 125 ml Case of 72	20,04 €	8,20 €
DK-0079	PAE-Vierkantflasche m. Verschluss 200 ml Enghals	2,56 €	1,90 €
CD-0360	Nalgene PPCO-Weithalsflaschen mit Verschluss in Laborqualität 250 ml Case of 72	37,56 €	15,18 €
3-2131	neoChoice Weithalsflasche (PETG) braun, Gew. S 58, 300 ml, 10 Stck./Pack	16,60 €	6,04 €
EX-0263	Kautex Weithalsflasche, LDPE natur, 300 ml, rund, m. Verschluss	3,44 €	1,18 €
E-6912	neoChoice Weithals Vierkantbehälter HDPE, 750 ml, Schraubverschluss	3,40 €	1,80 €

Nalgene und neoChoice Zentrifugenröhrchen

Von neoChoice und Nalgene Zentrifugenröhrchen:

- in den Größen: 10ml, 15ml, 28ml & 50ml



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
CD-0762	Nalgene Zentrifugenr. PC, 10 ml, rundbodig, Ø 16 x 80 mm, 10 St.	-129,40 €	69,00 €
RB-0044	neoChoice Zentrifugenr. 15 ml, konisch, steril, Ø 30 x 25mm, 750 St.	-179,77 €	124,50 €
CD-0768	Nalgene Zentrifugenr. PPCO 28 ml, Schraubverschluss PP, Ø 25x94 mm, 10 St.	-119,52 €	51,06 €
DK-0870	neoChoice Zentrifugenr. PP, 50 ml konisch, steril, Ø 30x115 mm, 600 St.	-117,30 €	58,00 €

neoChoice Aluminiumflasche

Aus nahtlos gefertigtem Reinaluminium (Al 99,5 % nach DIN 1712) besitzt eine UN-Zulassung.

Sie wird mit einem Aluminium-Schraubstopfen verschlossen und einzeln auf Dichtigkeit geprüft.

- 125 ml, UN-Zulassung, Hals 16 mm



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
7-3018	Aluminiumflasche 125 ml, UN-Zulassung	14,50 €	5,53 €

neoChoice Schriftspritzenflaschen

Die Spritzenflasche aus PE fasst 500 ml und ist mit „Wasser dest.“ & Gefahrensymbolen versehen. Das gelblich eingefärbte Material bietet einen Lichtschutz für den Inhalt.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
E-1718	neoChoice Schriftspritzenflaschen	6,17 €	3,50 €



Über 1.200 weitere reduzierte Artikel, direkt ab Lager verfügbar!

neolab.de/at/aktionen/super-sale

neoLabLine Labormantel für Damen und Herren

Laborkittel mit passformbetontem Schnitt und Rückenschlitz. Aus 100 % Baumwolle – waschbar bis 96 °C und trocknergeeignet. Viel Stauraum dank einer Brusttasche (Links) und zwei Seitentaschen. **Erhältlich mit oder ohne Arm-Bündchen.**



Art. Nr.	Damen	Größe	Preis	Angebot
4-1480	mit Bündchen, Reverskragen	36	47,60 €	36,70 €
4-1481	mit Bündchen, Reverskragen	38	47,60 €	36,70 €
4-1482	mit Bündchen, Reverskragen	40	47,60 €	36,70 €
4-1483	mit Bündchen, Reverskragen	42	47,60 €	36,70 €
4-1484	mit Bündchen, Reverskragen	44	47,60 €	36,70 €
4-1485	mit Bündchen, Reverskragen	46	47,60 €	36,70 €
Herren				
4-1490	mit Bündchen, Reverskragen	44	47,60 €	36,70 €
4-1491	mit Bündchen, Reverskragen	46	47,60 €	36,70 €
4-1492	mit Bündchen, Reverskragen	48	47,60 €	36,70 €
4-1493	mit Bündchen, Reverskragen	50	47,60 €	36,70 €
4-1494	mit Bündchen, Reverskragen	52	47,60 €	36,70 €
4-1495	mit Bündchen, Reverskragen	54	47,60 €	36,70 €
4-1496	mit Bündchen, Reverskragen	56	47,60 €	36,70 €



Weitere reduzierte Artikel zur Persönlichen Schutzausrüstung finden Sie hier:

neolab.de/at/aktionen/easychoice

neoChoice Nitril Einmalhandschuhe TuttiFrutti

Die Nitril Einmalhandschuhe bringen Farbe in den Laboralltag: Mix aus Gelb, Pink, Grün und Orange. Das dünne Nitrilmaterial (0,05 – <0,09 mm) ist beidhändig tragbar, fingerspitzentexturiert und innen chloriert.

➤ 96 Stück/Box.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
1-0844	Nitril Einmalhandschuhe TuttiFrutti S	12,60 €	10,10 €
1-0845	Nitril Einmalhandschuhe TuttiFrutti M	12,60 €	10,10 €
1-0846	Nitril Einmalhandschuhe TuttiFrutti L	12,60 €	10,10 €



neoChoice Nitrilhandschuhe extra stark 50 plus

Der neoChoice Nitril extra stark 50 plus Einmalhandschuh in **Blau** aus Nitril-Butadien-Kautschuk bietet dank höherer Wandstärke zusätzlichen Schutz bei Reinigungsarbeiten und eignet sich als PSA-Kategorie-III Handschuh fürs Labor. Innen puderfrei.

➤ 96 Stück/Box.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
B1-8140	Nitril extra stark 50 plus Einmalhandschuhe S	10,50 €	8,40 €
B1-8141	Nitril extra stark 50 plus Einmalhandschuhe M	10,50 €	8,40 €
B1-8142	Nitril extra stark 50 plus Einmalhandschuhe L	10,50 €	8,40 €
B1-8143	Nitril extra stark 50 plus Einmalhandschuhe XL	10,50 €	8,40 €



ab 10 St. nur
7,74 €

neoLabLine neoProtect Nitrilhandschuhe

Sie bieten besten Schutz bei optimalem Tragekomfort. Sie sind bestens geeignet für Anwender mit einer **empfindlichen Haut**.

Das Einsatzgebiet der **neoProtect Nitrilhandschuhe** erstreckt sich vom allgemeinen Laborgebrauch, über den Einsatz in Industrie und Krankenhäusern bis hin zur Lebensmittelproduktion.

- **Spenderbox à 100 Stück**, passt in alle gängigen Handschuhspender
- beidhändig tragbar, puderfrei, angeraute Handfläche
- keine Proteine enthalten
- unsteril
- Qualitätsstandards: ASTM D 3577/91, EN 455/1,2, EN 374
- AQL 1.5



ab 10 St. nur
4,26 €

Art. Nr.	Beschreibung	Größe	Preis	Angebot
1-8101	Nitril, blau, puderfrei, AQL = 1,5	S	11,60 €	8,90 €
1-8102	Nitril, blau, puderfrei, AQL = 1,5	M	11,60 €	8,90 €
1-8103	Nitril, blau, puderfrei, AQL = 1,5	L	11,60 €	8,90 €
1-8104	Nitril, blau, puderfrei, AQL = 1,5	XL	11,60 €	8,90 €

neoLabLine Nitrilhandschuh Set

- **4 Spenderboxen neoProtect Nitril-Einmalhandschuhe**, blau, puderfrei (à 100 Stück)
- **2 Boxen neoTissue**: Zellstoff-wischtücher, 2-lagig (à 200 Stück)
- **1 Tube Laboderm® Hautschutzcreme**, zart duftend (50 g)



Art. Nr.	Passende Handschuhgröße wählen	Preis	Angebot
PK-18101	4x Nitrilhandschuh Boxen Größe S 2x Tissues, 1x Laboderm® Hautschutzcreme	57,60 €	35,30 €
PK-18102	4x Nitrilhandschuh Boxen Größe M 2x Tissues, 1x Laboderm® Hautschutzcreme	57,60 €	35,30 €
PK-18103	4x Nitrilhandschuh Boxen Größe L 2x Tissues, 1x Laboderm® Hautschutzcreme	57,60 €	35,30 €
PK-18104	4x Nitrilhandschuh Boxen Größe XL 2x Tissues, 1x Laboderm® Hautschutzcreme	57,60 €	35,30 €

neoChoice Nitrilhandschuhe light 30 plus

In **Weiß**, aus Nitril-Butadien-Kautschuk. Bietet zuverlässigen Schutz im Labor sowie beim Umgang mit Lebensmitteln. Mikrotexturierte Fingerspitzen für sicheren Griff; innen puderfrei zur Vermeidung von Verunreinigungen und Tragerisiken für Typ-1-Latexallergiker. Länge 240 mm, AQL 1.5, PSA-Kategorie III, Medizinprodukt Klasse I.

➤ 100 Stück/Box.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
B1-8130	Nitril light 30 plus Einmalhandschuhe S	7,93	6,30 €
B1-8131	Nitril light 30 plus Einmalhandschuhe M	7,93	6,30 €
B1-8132	Nitril light 30 plus Einmalhandschuhe L	7,93	6,30 €
B1-8133	Nitril light 30 plus Einmalhandschuhe XL	7,93	6,30 €



ab 10 St. nur
5,87 €

Benchtop Geräte

sunlab® Pipettierhelfer

Mit einem Gewicht von nur 190 g, einer ergonomischen Griffform und leichtgängigen Knöpfen ist er einfach zu bedienen und komfortabel in der Anwendung. Er verfügt über 8 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Den **neuen leistungsstarken, handelsüblichen Akku** können Sie leicht ersetzen.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8730A	digitaler Pipettierhelfer, special Edition	152,80-€	117,70 €

sunlab® Flaschenaufsatzdispenser

Flaschenaufsatzdispenser, mechanisch, dosierbar. Für ein breites Spektrum an Dosieraufgaben im Labor; dank hoher chemischer Resistenz auch für Säuren, Laugen und Lösungsmittel geeignet. Autoklavierbar und einfach zu reinigen.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8605	Flaschenaufsatzd., mechanisch, 0,5-5 ml	201,10-€	154,80 €
D-8610	Flaschenaufsatzd., mechanisch, 1-10 ml	201,10-€	154,80 €
D-8625	Flaschenaufsatzd., mechanisch, 2,5-25 ml	253,90-€	195,50 €
D-8650	Flaschenaufsatzd., mechanisch, 5-50 ml	253,90-€	195,50 €

sunlab® Digitaler Mini Magnetrührer

Digitaler Mini-Magnetrührer mit Heizung bis 280 °C, 1500 UpM, Platte Ø 135 mm.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8150	Digitaler Mini-Magnetrührer mit Heizung	290,10-€	217,60 €

sunlab® Digitaler Magnetrührer mit Heizung

Digitaler Magnetrührer mit Heizung bis 550 °C, 20 l, 100–1500 UpM, Glaskeramik.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8350	Digitaler Mini-Magnetrührer mit Heizung	698,10-€	537,50 €

sunlab® Mini Vortex Mixer

Der sunlab® Mini Vortex Mixer SU1900 durchmischt Proben mit 3000 UpM zügig und effizient. Kompakt und nur ca. 500 g leicht, spart er Platz im Labor. Für Volumen bis 50 ml und Gefäßdurchmesser bis 30 mm, mit Press-to-start-Funktion.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8900	Mini Vortex Mixer (SU1900)	136,50-€	105,10 €



Ein hervorragendes **Preis-Leistungs-Verhältnis** und eine **breite Auswahl** an Laborgeräten: sunlab® bietet Magnetrührer, Rotatoren, Schüttler, Pipetten, Dispenser, Zentrifugen und Wasserbäder für den täglichen Laborbedarf. Sie sind auf **Präzision** und **Robustheit** ausgelegt, etwa Magnetrührer mit Regelung von Rührgeschwindigkeit und Temperatur oder Schüttler und Rotatoren mit unterschiedlichen Bewegungsarten für schonende und gleichmäßige Durchmischung, auch bei empfindlichen Proben.



Weitere sunLab® Artikel finden Sie hier:

neolab.de/at/markenshop/sunlab

sunlab® Mini-Zentrifuge SMART SU1570

Mini-Zentrifuge SMART SU1570

- mit Timer und Kombirotor
- 12x 0,2/0,5/1,5/2,0 ml und 4x8x0,2 ml



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8570	Mini-Zentrifuge SMART SU1570	295,2-€	227,30 €

sunlab® Mini-Zentrifuge 3.0

Mini-Zentrifuge SU 1560, 7000 UpM

- inklusive 2. Rotor für 4 x 8 x 0,2 ml PCR Strips



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8560	Mini-Zentrifuge 3.0, Modell SU1560	168,30-€	129,60 €

sunlab® Rollenmischer Modell SU1404

Für eine sanfte, effiziente Mischbewegung, stufenlos von 0 bis 70 UpM regelbar. Das Sechs-Rollen-Design gewährleistet eine gleichmäßige, schonende Durchmischung von Proben in Röhrchen unterschiedlicher Größe.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8404	Rollenmischer Modell SU1404	475,60-€	366,20 €

sunlab® Wasserbad aus Edelstahl

Aus Edelstahl, digital regelbar von RT +5 °C bis 99 °C.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-8810	Wasserbad aus Edelstahl, 6 Liter	739,10-€	569,10 €
D-8811	Wasserbad aus Edelstahl, 10 Liter	866,20-€	667,00 €
D-8812	Wasserbad aus Edelstahl, 20 Liter	1.179,80-€	908,40 €

neoLabLine neoVAQ-Absaugvorrichtung mit Vakuumpumpe

Die neoVAQ-Absaugvorrichtung Portable zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise aus, durch die sie einfach transportiert werden kann.

Sie ist ideal geeignet für Arbeiten in der Zellkultur, Mikrobiologie oder beim Absaugen von Flüssigkeitsabfällen in der Chemie.

Mit passendem Steckplatz für den Sauger. Sicherheitsfilter: 0.45 µm Porengröße (PTFE)



Komplett mit Handgriff, 1-Kanal und 8-Kanal Tip Aufsatz für Pipettenspitzen mit Abwurf. Mit Edelstahl-Halterung für 50 ml Zentrifugenröhrchen, mit passendem Steckplatz für den Sauger.

Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-9345	neoVAQ-Absaugvorrichtung mit Vakuumpumpe, Flasche 0.5 Ltr, LxHxB: 27x13x22 cm	788,30 €	607,00 €

neoLabLine Absaugvorrichtung für Zellkultur

Kein Suchen, kein Zusammenstellen, kein Zeitverlust! Einfach komplett mit Bodenplatte und Flaschenhalterung!

Dies ist die 4-Liter-Version. Sie ist zudem kompatibel mit der separat erhältlichen 2-Liter-Flasche (inkl. passendem Verschluss): Best.-Nr. PK-29337

Zum Absaugen und Austauschen von Nährlösungen bestehend aus: chemikalienresistenter Membran-Vakuumpumpe, Kunststoff-Saugflasche, vakuumfest. Sicherheitsfilter, hydrophob zur Rückhaltung von Bakterien und Öl-Aerosolen. Bodenplatte mit Griffen und Flaschenhalterung. 2 m Silikonschlauch, 10 x 6 mm i. Ø, autoklavierbar. Lieferung komplett, wie beschrieben, im Set.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
2-9339	Absaugvorrichtung für Zellkultur, Flasche 4 l, komplett	1.196,58 €	921,37 €



Weitere reduzierte Benchtop Geräte finden Sie hier:
neolab.de/at/aktionen/easychoice

neoLabLine neoMix

Der neoLabLine neoMix Cool ist ein Thermoschüttler mit oder ohne Kühlfunktion für Temperier- und Mischaufgaben. Temperaturbereich 0 bis 100 °C bei einer Blockhomogenität < 0,5 °C. Austauschbare Blöcke für Gefäße von 0,2 bis 50 ml.

> passende Wechselblöcke sind online gelistet (für den Betrieb notwendig)



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
7-0920	neoMix Cool mit Kühlfunktion	2.049,00 €	1.577,70 €
7-0921	neoMix ohne Kühlfunktion	1.434,00 €	1.104,20 €

neoMag® Pro Digitaler Magnetrührer

Der neoMag® Pro ist ein digitaler Magnetrührer mit Heizung bis 340 °C, 1500 U/min und drei Heizmodi. Die keramikbeschichtete Aluminium-Arbeitsplatte überträgt Wärme effektiv, das LCD-Display zeigt Temperatur und Drehzahl in Echtzeit.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
D-6120	neoMag® Pro Digitaler Magnetrührer	517,70 €	398,60 €

neoLabLine Rocking Shaker

Der Rocking Shaker (Wippschüttler) arbeitet mit elektronisch einstellbarem Neigungswinkel von 1 bis 12° und 1 bis 50 Bewegungen pro Minute. Der Sanftanlauf schont empfindliche Proben. Inklusive Gummimatte, mit programmierbarem Timer.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
7-0952	Rocking Shaker, inkl. Gummimatte	999,40 €	769,50 €

neoLabLine Multi Shaker

Plattform 409 x 297 mm, 10 mm Amplitude. Orbitalschüttler der neuesten Generation. Bis zu 4 Programme, ein großes Farbdisplay und 7 kg Beladung. Inklusive 8 Magnetclips.



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
7-0950	Multi Shaker, Plattform 409 x 297 mm, inkl. 8 Magnetclips, 10 mm Amplitude	1.163,40 €	895,80 €

neoLabLine Rotator mit Vortexer

Der neoLabLine Rotator mit Vortexer verbindet variable Rotation mit Vortex-Funktion - von sanfter Hybridisierung bis schnellem Vortexen. 34 Programme, davon 6 Vortex und 3 frei speicherbar, wartungsfreier Motor. Lieferung ohne Rack.

> für den Betrieb benötigte Racks sind online gelistet



Art. Nr.	Beschreibung	Preis	Angebot
7-0045	Rotator mit Vortexer, ohne Rack	719,60 €	554,10 €

Von der Forschung bis zur Formulierung

neoFroxx hat jede Stufe. Auf Lager.



Warum ein Frosch?

Die Natur hat ihren eigenen Qualitätsstandard.

Wir haben ihn übernommen.

Der Frosch ist ein **Bioindikator**. Er reagiert auf kleinste Veränderungen in seiner Umgebung – präzise, unmittelbar, ohne Kompromisse.

Für uns war das der perfekte Ausdruck dessen, wofür **neoFroxx** steht. Jedes Reagenz, das unser Werk in Einhausen verlässt, wird geprüft und dokumentiert, nachverfolgbar bis zur Rohstoffcharge.

Ob **Forschungsqualität oder Pharmakopöe-Standard**: Du bekommst genau das, was auf dem Etikett steht.



Molekularbiologie Reagenzien

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
2-Propanol für die Molekularbiologie	2.5 L	97,00€	53,35€	1496LT2P5
2-Propanol für die Molekularbiologie	1 L	52,50€	28,88€	1496LT001
Ammoniumsulfat für die Molekularbiologie	1 kg	35,70€	19,64€	1333KG001
Ammoniumsulfat reinst	1 kg	30,40€	13,68€	LC-4592.1
Bromphenolblau reinst	5 g	27,50€	12,38€	LC-6554.2
D(+)-Saccharose für die Molekularbiologie	1 kg	42,00€	23,10€	1104KG001
DAPI für die Molekularbiologie	5 mg	40,20€	22,11€	1322MG005
Dimethylsulfoxid (DMSO) für die Molekularbiologie	100 ml	26,60€	14,63€	1084ML100
Dimethylsulfoxid (DMSO) für die Molekularbiologie	500 ml	91,00€	50,05€	1084ML500
EDTA - Dinatriumsalz - Dihydrat für die Molekularbiologie	250 g	37,80€	20,79€	1108GR250
EDTA - Dinatriumsalz - Dihydrat für die Molekularbiologie	500 g	58,70€	32,29€	1108GR500
EDTA - Dinatriumsalz - Dihydrat für die Molekularbiologie	5 kg	443,70€	244,04€	1108KG005
Glycerin wasserfrei für die Molekularbiologie	2.5 L	141,80€	77,99€	1280LT2P5
IPTG für die Molekularbiologie	1 g	51,90€	28,55€	1140GR001
Natriumazid für die Molekularbiologie	100 g	62,00€	34,10€	1607GR100
Natriumchlorid für die Molekularbiologie	1 kg	32,00€	17,60€	1236KG001
Natriumhydroxid - Plättchen für die Molekularbiologie	500 g	24,30€	13,37€	1808GR500
SDS ultrapure für die Molekularbiologie	100 g	47,00€	25,85€	1177GR100

Biochemie & Zellbiologie Reagenzien

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
D(+)-Galactose für die Zellbiologie	500 g	~~777,00€~~	427,35 €	1410GR500
D(+)-Maltose - Monohydrat reinst	100 g	~~30,20€~~	13,59 €	LC-5054.4
D(+)-Saccharose für die Biochemie	1 kg	~~31,80€~~	17,49 €	1603KG001
D(+)-Trehalose - Dihydrat für die Biochemie	1 kg	~~923,50€~~	507,93 €	1483KG001
Dimethylsulfoxid (DMSO) für die Zellbiologie	100 ml	~~29,80€~~	16,39 €	1264ML100
Dimethylsulfoxid (DMSO) für die Zellbiologie	500 ml	~~85,00€~~	46,75 €	1264ML500
Dimethylsulfoxid (DMSO) für die Zellbiologie	250 ml	~~48,00€~~	26,40 €	1264ML250
Gentamycinsulfat für die Biochemie	25 g	~~79,80€~~	43,89 €	1453GR025
Glycin für die Zellbiologie	500 g	~~38,50€~~	21,18 €	1193GR500
IPTG für die Biochemie	1 g	~~30,50€~~	16,78 €	1122GR001
IPTG für die Biochemie	5 g	~~83,80€~~	46,09 €	1122GR005
L-Glutamin für die Zellbiologie	100 g	~~44,80€~~	24,64 €	1210GR100
Methylenblau (C.I. 52015) für die Biochemie	100 g	~~85,10€~~	46,81 €	2016GR100
Natriumcholat für die Biochemie	100 g	~~162,00€~~	89,10 €	1589GR100
Polymyxin B - Sulfat für die Biochemie	1 g	~~57,00€~~	31,35 €	1164GR001

Analytische Reagenzien

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
Ammoniumchlorid zur Analyse, ACS	500 g	~~30,70€~~	13,82 €	LC-7311.3
Ammoniumnitrat zur Analyse	250 g	~~24,30€~~	10,94 €	LC-4754.1
Ammoniumsulfat zur Analyse, ACS	5 kg	~~123,10€~~	55,40 €	LC-5931.3
di-Natriumhydrogenphosphat - Dihydrat zur Analyse	1 kg	~~50,00€~~	22,50 €	LC-5902.1
Kaliumchlorid - Lösung 3 M zur Aufbewahrung von pH-Elektroden	500 ml	~~28,60€~~	12,87 €	LC-4408.2
Kaliumchlorid - Lösung 3 M zur Aufbewahrung von pH-Elektroden	250 ml	~~22,40€~~	10,08 €	LC-4408.1
Kaliumhydroxid - Schuppen zur Analyse	1 kg	~~36,20€~~	16,29 €	LC-10824.1
L(+)-Ascorbinsäure zur Analyse	250 g	~~23,00€~~	10,35 €	LC-10475.2
Natriumacetat wasserfrei zur Analyse	500 g	~~63,70€~~	28,67 €	LC-4966.1
Phenolphthalein - Lösung (0,1 % in Ethanol) für die Volumetrie	100 ml	~~27,30€~~	12,29 €	LC-6645.3
Phenolphthalein - Lösung (1 % in Ethanol) reinst	100 ml	~~21,00€~~	9,45 €	LC-6982.2
Phenolphthalein - Lösung (1 % in Ethanol) reinst	250 ml	~~26,00€~~	11,70 €	LC-6982.4

Pharma Reagenzien

Artikel	Menge	Listenpreis	Aktionspreis	Artikelnummer
Citronensäure wasserfrei, gepulvert reinst EP, USP (pharma grade)	1 kg	~~38,00€~~	17,10 €	LC-6594.1
Citronensäure wasserfrei, gepulvert reinst EP, USP (pharma grade)	5 kg	~~159,60€~~	71,82 €	LC-6594.2
D(+)-Saccharose endotoxinarm reinst EP, BP, ChP, JP, NF (pharma grade)	1 kg	~~54,60€~~	24,57 €	LC-10354.2
di-Natriumhydrogenphosphat wasserfrei reinst EP, USP (pharma grade)	500 g	~~36,00€~~	16,20 €	LC-4526.1
EDTA - Dinatriumsalz - Dihydrat reinst EP, USP (pharma grade)	250 g	~~30,20€~~	13,59 €	LC-5658.1
L(+)-Ascorbinsäure reinst EP, USP (pharma grade)	100 g	~~15,80€~~	7,11 €	LC-5078.2



Single-Cell-Analyse in Echtzeit vom Amphasys

Schnell | Präzise | mehr Informationen | Label frei

Ampha X30

Schnell. Präzise. In Echtzeit. Mehr Information. Mehr Zelltypen. Label-frei.

Das Ampha X30 liefert innerhalb weniger Minuten präzise Daten zu Zellzahl, Viabilität und metabolischem Status – auf Basis von Impedanzmessung

- › Schnelle Ergebnisse – von der Probe zu den Daten in wenigen Minuten
- › Label-frei – minimal-invasive Probenvorbereitung
- › Echtzeit-Monitoring – Zellkulturen kontinuierlich überwachen
- › Für anspruchsvolle Medien – auch bei trüben, opaken oder autofluoreszierenden Medien geeignet
- › Keine Kalibrierung erforderlich
- › Kosteneffizient – < € 2,00/ Messung
- › Vielseitig einsetzbar – für Hefen, humane und tierische Zellen, Bakterien, Algen und weitere Zelltypen

Schweizer Qualität für effiziente Zellanalytik Optimieren. Überwachen. Frühzeitig reagieren.

Das Ampha X30 ermöglicht eine **zuverlässige Echtzeitkontrolle von Zellkulturen** und unterstützt die effiziente Optimierung von Bioprozessen. **Jetzt mehr erfahren und Ampha X30 kennenlernen.**

Mobile Variante

Für Moderne Fermentationsprozesse:

Ampha X10 – Hefekonzentration, Viabilität und aktive Vermehrung direkt vor Ort in nur 1 Minute

- › Anstellrate
- › Heferecycling / Hefedosierung
- › Fermentationskontrolle & -überwachung
- › Qualitätskontrolle



Persönliche Beratung vor Ort sowie bundesweit:

Unsere Laborberater im Außendienst, selbst erfahrene Wissenschaftler, präsentieren Ihnen unsere Produkte direkt vor Ort in Ihrem Labor. So treffen Sie schneller die richtige Auswahl.

Auch komplette Laboreinrichtungen lassen sich auf diese Weise in kürzester Zeit passgenau auf Ihre individuellen Anforderungen abstimmen.



www.al-labor.at

shop.al-labor.at



office@al-labor.at

Per E-Mail



Schicken Sie ein Fax

+43 (0)7472 234 234



Mo.-Do.: 8.30-16.00 Uhr | Fr.: 8.30-12.00Uhr

+43 (0)7472 234 230



AL-Labortechnik & Diagnostik GmbH
in Kooperation mit

FOR MY LAB neoLab 