

Plum QuickRinse Spender 4632 mit 20 ml Augenspülampullen



QuickRinse Spender mit 2 x 5 Augenspülampullen mit je 20 ml 0,9% steriler Natriumchloridlösung. Der Spender bietet schnelle, einfache und hygienische Hilfe zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge und lässt sich mit Leichtigkeit da montieren, wo der Bedarf am größten ist. Der QuickRinse Spender kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden. Wiederauffüllung des Spenders mit Augenspülampullen-Nachfüllung (Art.-Nr. 5160). Abmessungen (H x B x T): 226 x 205 x 30 mm.

Die Ampullen bieten schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Irritationen im Auge durch Staub, Schmutz o.ä. Durch die handliche Taschengröße kann die Verpackung bequem mitgeführt werden und ist so bei Bedarf jederzeit schnell griffbereit.

- Haltbarkeit: 3 Jahre

Natriumchloridlösung (0,9%)

Augenspülampullen mit 0,9 % Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä.

Produkt-Eigenschaften

- sterile Natriumchloridlösung 0,9% – entspricht der natürlichen Tränenflüssigkeit im menschlichen Auge.
- die Ampullen verschaffen rasche Linderung bei Staub oder Schmutz im Auge
- handliche und mobile Lösung, die leichten Zugang zur Augenspülung gewährt
- CE-gekennzeichnete Augenspülampullen mit 3 Jahren Haltbarkeit

Artikel-Nr.: **4632**