

Datenblatt Anschluss Kit VD VP1 - VP2

Das Anschlusskit dient zum Verbinden von Vakuumschränken der Serie VDL mit der Vakuumpumpe VP5 EX

Lieferumfang

- flexibler Edelstahlschlauch mit 1,9 Meter Länge, beidseite mit Kleinflansch DN16
- 2 Spannringe
- 2 Zentrierringe



Bestellinformation

- Art.Nr.: 8012-2724 Bezeichnung: Anschlusskit VDL VP5 EX Edelst.